

## Dentallot nach EN ISO 9333

<b>Typ:</b>	■	Keramiklot – Hartlot
<b>Farbe:</b>	■	gelb
<b>Indikationen:</b>	■	Vor Brand Lot
<b>Zusammensetzung:</b> (Massenanteile %)	■	Au 80,0 Pd 6,0 Pt 0,4 Ag 8,5 Cu 3,2 Zn 1,9
<b>Technische Daten:</b>	■	
Arbeitstemperatur in °C	■	1070
Schmelzintervall in °C	■	980 - 1070

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

**Vertrieb: cecom-evis**  
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 10  
64385 Reichelsheim  
www.cecom-evis.de

■  
Telefon: 06164 – 501080  
Telefax: 06164 – 5010820  
kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633  
info@cecom-evis.de



**Hersteller: Bauer - Walser AG**

Änderungsdatum: 01.02.2020

■ Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim