

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot
Farbe: ■ weiß

Indikationen: ■ Vor Brand Lot

Zusammensetzung: ■ Au 71,9 Pd 12,0 Ir 0,1
(Massenanteile %) Ag 5,0 Cu 8,0 In 1,0 Zn 2,0

Technische Daten: ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 1060

Schmelzintervall in °C ■ 950 - 1060

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Vertrieb: cecom-evis ■

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

Telefon: 06164 – 501080
Telefax: 06164 – 5010820
kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633
info@cecom-evis.de



Hersteller: Bauer - Walser AG ■

Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim

Änderungsdatum: 01.02.2020