

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ:	■	Keramiklot – Hartlot
Farbe:	■	gelb
Indikationen:	■	Vor Brand Lot
Zusammensetzung: (Massenanteile %)	■	Au 80,0 Pd 6,0 Pt 0,4 Ag 8,5 Cu 3,2 Zn 1,9
Technische Daten:	■	
Arbeitstemperatur in °C	■	1070
Schmelzintervall in °C	■	980 - 1070

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Vertrieb: cecom-evis
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

■
Telefon: 06164 – 501080
Telefax: 06164 – 5010820
kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633
info@cecom-evis.de



Hersteller: Bauer - Walser AG

Änderungsdatum: 01.02.2020

■ Bunsenstrasse 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim