

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot

Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Vor Brand Lot konventionell

Zusammensetzung: ■ Au 72,0 Pd 7,6 Ag 16,0 Cu 1,6 Zn 2,8
(Massenanteile %)

Technische Daten: ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 1060

Schmelzintervall in °C ■ 990 -1070

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Vertrieb: cecom-evis ■

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

Telefon: 06164 – 501080

Telefax: 06164 – 5010820

kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633

info@cecom-evis.de



Hersteller: Bauer - Walser AG ■

Änderungsdatum: 01.02.2020

Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim