

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot – PD frei

Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Vor Brand Lot LFC Legierungen

Zusammensetzung: ■ Au 76,0 Pt 2,9 Ir 0,10
(Massenanteile %) Ag 10,0 Cu 6,0 Zn 5,0

Technische Daten: ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 880

Schmelzintervall in °C ■ 820 - 880

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Vertrieb: cecom-evis ■

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

Telefon: 06164 – 501080
Telefax: 06164 – 5010820
kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633
info@cecom-evis.de



Hersteller: Bauer - Walser AG ■

Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim

Änderungsdatum: 01.02.2020